

# Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	CREMER S/A
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	82.641.325/0001-18
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.02.452-1
Nome do Dispositivo Médico	ATADURA GESSADA
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Ataduras
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80245210070
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351227410200560
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: CREMER S/A - BRASIL - CNPJ / Código Único: 82641325000118 - Endereço: RUA IGUACU, N° 291/363 ITROUPAVA SECA 89030030
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	17/10/2005
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	INT02000025 - 02 - 80245210070.pdf	1278188231 - 17/11/2023 17:08:29

Modelo Produto Médico
Atadura gessada 15cm x 2,75m – Le Roy
Atadura gessada 15cm x 2,7m – Farmaban
Atadura gessada 15cm x 2,7m – Koudonas
Atadura gessada 15cm x 3,0m – Cegamed
Atadura gessada 10,16 cm x 4,57m – Grupo Vital (4" x 5YDS)
Atadura gessada 10,16 cm x 4,57m – Itochu (4" x 5YDS)
Atadura gessada 10,16cm x 2,74m – Improhosfar (4" x 3YDS)
Atadura gessada 10,16cm x 4,57m - Vital Guatemala (4" x 5YDS)
Atadura gessada 10,6cm x 4,57m - Grupo Ciência (4" x 5YDS)
Atadura gessada 10cm x 2,75m – Le Roy
Atadura gessada 10cm x 2,7m – Farmaban
Atadura gessada 10cm x 3,0m – Cegamed

Atadura gessada 10cm x 3,0m – Sagrin
Atadura gessada 10cm x 3,0m Cremer
Atadura gessada 10cm x 3m – Bastos Viegas
Atadura gessada 10cm x 3m – Marrocos (Privado)
Atadura gessada 10cm x 4,5m – Adecast
Atadura gessada 12,7 cm x 4,57m – Grupo Vital (5" x 5YDS)
Atadura gessada 12,7cm x 4,57m - Healthcare Honduras (5" x 5YDS)
Atadura gessada 12cm x 2,0m – Koudonas
Atadura gessada 12cm x 2,7m – Koudonas
Atadura gessada 12cm x 3,0m – Sakira
Atadura gessada 15,24 cm x 4,57m – Grupo Vital (6" x 5YDS)
Atadura gessada 15,24cm x 2,74m – Improhosfar (6" x 3YDS)
Atadura gessada 15,24cm x 4,57m - Grupo Ciência (6" x 5YDS)
Atadura gessada 15,24cm x 4,57m - Vital Guatemala (6" x 5YDS)
Atadura gessada 15,2cm x 4,57m Cremer
Atadura gessada 15cm x 3,0m – O.A. Import
Atadura gessada 15cm x 3,0m – Sagrin
Atadura gessada 15cm x 3,0m – Sakira
Atadura gessada 15cm x 3m – Bastos Viegas
Atadura gessada 15cm x 3m – Importadora FM
Atadura gessada 15cm x 3m – Marrocos (Público)
Atadura gessada 15cm x 4,5m – Adecast
Atadura gessada 15cm x 4,5m – Hospifar
Atadura gessada 20,32cm x 2,74m – Sensi Medical (8" x 3YDS)
Atadura gessada 20,32cm x 4,57m - Healthcare Honduras (8" x 5YDS)
Atadura gessada 20,32cm x 4,57m - Vital Guatemala (8" x 5YDS)
Atadura gessada 20,3cm x 4,57m Cremer
Atadura gessada 20cm x 2,0m – Koudonas
Atadura gessada 20cm x 2,7m – Farmaban
Atadura gessada 20cm x 3,0 m – Sakira
Atadura gessada 20cm x 3,0m – Cegamed
Atadura gessada 20cm x 3m – Bastos Viegas
Atadura gessada 20cm x 3m – Marrocos (Público)
Atadura gessada 20cm x 4,0m Cremer
Atadura gessada 20cm x 4,5m – Hospifar
Atadura gessada 5,08cm x 2,74m – Sensi Medical (2" x 3YDS)
Atadura gessada 5cm x 2,75m – Le Roy
Atadura gessada 5cm x 2,7m – Farmaban

Atadura gessada 5cm x 3m – Marrocos (Público)
Atadura gessada 6cm x 2,0m – Sakira
Atadura gessada 6cm x 2,7m – Koudonas
Atadura gessada 6cm x 2m – Bastos Viegas
Atadura gessada 7,5cm x 3m – Marrocos (Privado)
Atadura gessada 7,62cm x 4,57m - Grupo Ciência (3" x 5YDS)
Atadura gessada 7,62cm x 4,57m – Itochu (3" x 5YDS)
Atadura gessada 7,62cm x 4,57m - Vital Guatemala (3" x 5YDS)
Atadura gessada 8cm x 2,0m – Koudonas
Atadura gessada 8cm x 2,0m – Sakira
Atadura gessada 8cm x 2,7m – Koudonas
Atadura gessada 8cm x 2m – Importadora FM
Atadura gessada 8cm x 3m – Marrocos (Público)
Atadura gessada Cremer 10cm x 3,0m – Mantecorp
Atadura gessada Cremer Cysne 15cm x 3,0m
Atadura gessada E.R.PERU 10,16 cm x 4,57m - PU Publico 01 (4" x 5YDS)
Atadura gessada E.R.PERU 10,16cm x 4,57m - PU Publico 00 (4" x 5YDS)
Atadura gessada E.R.PERU 15,24cm x 4,57m - PU Publico 00 (6" x 5YDS)
Atadura gessada E.R.PERU 20,32cm x 4,57m - PRI (8" x 5YDS)
Atadura gessada E.R.PERU 20,32cm x 4,57m - PU Publico 01 (8" x 5YDS)
Atadura gessada Rápida Cremer 15cm x 3,0m Máxima imobilização
Atadura gessada Rápida Cremer 20cm x 4,0m Máxima imobilização
Atadura gessada 12,7 cm x 4,57m - Itochu (5" x 5YDS)
Atadura gessada 15cm x 3,0m Cremer
Atadura gessada 10,16cm x 2,74m – Sensi Medical (4" x 3YDS)
Atadura gessada 10,1cm x 4,57m Cremer
Atadura gessada 10,6cm x 4,57m - Healthcare Honduras (4" x 5YDS)
Atadura gessada 10cm x 2,7m – Koudonas
Atadura gessada 10cm x 3,0m – O.A. Import
Atadura gessada 10cm x 3,0m – Sakira
Atadura gessada 10cm x 3m – Importadora FM
Atadura gessada 10cm x 3m – Marrocos (Público)
Atadura gessada 10cm x 4,5m – Hospifar
Atadura gessada 12,7cm x 4,57m - Grupo Ciência (5" x 5YDS)
Atadura gessada 12,7cm x 4,57m - Vital Guatemala (5" x 5YDS)
Atadura gessada 12cm x 3,0m – Cegamed
Atadura gessada 12cm x 3m – Importadora FM
Atadura gessada 15,24 cm x 4,57m – Itochu (6" x 5YDS)

Atadura gessada 15,24cm x 2,74m – Sensi Medical (6" x 3YDS)
Atadura gessada 15,24cm x 4,57m - Healthcare Honduras (6" x 5YDS)
Atadura gessada 15cm x 2,0m – Koudonas
Atadura gessada Cremer Cysne 10cm x 3,0m
Atadura gessada Cremer Cysne 20cm x 4,0m
Atadura gessada E.R.PERU 10,16cm x 4,57m - PRI (4" x 5YDS)
Atadura gessada E.R.PERU 15,24cm x 4,57m - PRI (6" x 5YDS)
Atadura gessada E.R.PERU 15,24cm x 4,57m - PU Publico 01 (6" x 5YDS)
Atadura gessada E.R.PERU 20,32cm x 4,57m - PU Publico 00 (8" x 5YDS)
Atadura gessada Rápida Cremer 10cm x 3,0m Máxima imobilização
Atadura gessada Rápida Cremer 20cm x 3,0m Máxima imobilização
Atadura gessada Rápida Cremer 8cm x 2,0m Máxima imobilização
Atadura gessada Rápida Cremer 6cm x 2,0m Máxima imobilização
Atadura gessada 20,32cm x 2,74m – Improhosfar (8" x 3YDS)
Atadura gessada 20,32cm x 4,57m – Grupo Vital (8" x 5YDS)
Atadura gessada 20,32cm x 4,57m – Itochu (8" x 5YDS)
Atadura gessada 20,3cm x 4,5m – Adecast
Atadura gessada 20cm x 2,75m – Le Roy
Atadura gessada 20cm x 2,7m – Koudonas
Atadura gessada 20cm x 3,0m – Sagrin
Atadura gessada 20cm x 3m – Marrocos (Privado)
Atadura gessada 20cm x 4,0m – O.A. Import
Atadura gessada 20cm x 4m – Importadora FM
Atadura gessada 5,08cm x 2,74m Vital Guatemala (3" x 3YDS)
Atadura gessada 5cm x 3m – Marrocos (Privado)
Atadura gessada 6cm x 2,0m – Koudonas
Atadura gessada 6cm x 2,7m – Adecast
Atadura gessada 6cm x 2m – Importadora FM
Atadura gessada 7,5cm x 3m – Marrocos (Público)
Atadura gessada 7,62cm x 4,57m – Grupo Vital (3" x 5YDS)