

110041340



Produzido por: AstraZeneca AB (Forskargatan) – Södertälje – Suécia
Importado e Registrado por: **AstraZeneca do Brasil Ltda.**
CNPJ 60.318.797/0001-00
www.astrazeneca.com.br

VENDA SOB
PRESCRIÇÃO

Pulmicort® 0,25 mg/mL
budesonida
5 frascos com 2 mL
Estérisil
AstraZeneca

Pulmicort® 0,25 mg/mL
budesonida
Suspensão
para nebulização
Via inalatória

USO ADULTO E PEDIÁTRICO A PARTIR DE 3 MESES*
*vide bula

SAC 0800 014 5578
sac@astrazeneca.com



Cada 1 mL de PULMICORT contém 0,25 mg de budesonida.

Armazenar em temperatura ambiente (de 15° C a 30° C).
Manter na embalagem original para proteger da luz. Manter nesta
embalagem até o final do uso.

Modo de preparar: vide bula
Após aberto o envelope, os frascos devem ser usados dentro de 3 meses.
Manter os frascos sempre no interior do envelope.
Após abertura de um frasco, o seu conteúdo deve ser usado dentro de 12 horas.
Se apenas 1 mL da solução for usada, o volume restante não é mais estérisil.

CONSULTE A BULA PARA MAIS INFORMAÇÕES.
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.



Registro: 1.1618.0076.004-6
PULMICORT Suspensão para Nebulização deve ser
usado em respiradores ou nebulizadores (exceção
ultrassônicos) e não deve ser usado para injeções.
Para saber mais sobre como usar o medicamento,
veja as orientações completas na bula e acesse o
vídeo com o passo-a-passo através do QR Code
abaixo (também disponível em:
<https://qr.shor.taz/video-nebulizador>)

Pulmicort® 0,25 mg/mL
budesonida
Suspensão
para nebulização

0,25 mg/mL

Pulmicort®
budesonida
Suspensão
para nebulização



MS
19
A
F


MM-YY-YY
YY-YY-YY

DATA/TM/TX
081

GLUED FLAP

AREA FOR LASER-PRINTING COLORED IN SOLID BLACK

5 ROWS
20 SIGNS/ROW



110041339



VENDA SOB
PRESCRIÇÃO



Cada 1 mL de PULMICOORT contém 0,25 mg de budesonida.
Armazenar em temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C).
Manter na embalagem original para proteger da luz. Manter nesta embalagem até o final do uso.
Modo de preparar: vide bula
Após aberto o envase, os frascos devem ser usados dentro de 3 meses.
Manter os frascos sempre no interior do envase.
Após abertura de um frasco, o seu conteúdo deve ser usado dentro de 12 horas.
Se apenas 1 mL da solução for usada, o volume restante não é mais estéril.
CONSULTE A BULA PARA MAIS INFORMAÇÕES.
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.



GLUED FLAP



Para saber mais sobre como usar o medicamento, veja as orientações completas na bula e acesse o vídeo com o passo-a-passo através do QR Code abaixo (também disponível em: <https://qr.short.az/video-nebulizador>)

Registro: 1.1618.0076.005-4

PULMICOORT Suspensão para Nebulização deve ser usado em respiradores ou nebulizadores (exceto ultrassônicos) e não deve ser usado para injeções.

Pulmicort® 0,25 mg/mL
budesonida
Suspensão para nebulização

Pulmicort® 0,25 mg/mL
budesonida
Suspensão para nebulização
Via inalatória

USO ADULTO E PEDIÁTRICO A PARTIR DE 3 MESES*
*vide bula

Produzido por: AstraZeneca AB (Forskargatan) – Södertälje – Suécia
Importado e Registrado por: **AstraZeneca do Brasil Ltda.**
CNPJ 60.318.737/0001-00
www.astrazeneca.com.br

Pulmicort® 0,25 mg/mL
budesonida
Suspensão para nebulização



110041345



7 869206 402020

Produzido por: AstraZeneca AB (Forskargatan) – Södertälje – Suécia
Importado e Registrado por: **AstraZeneca do Brasil Ltda.**
CNPJ 60.318.797/0001-00
www.astrazeneca.com.br

VENDA SOB
PRESCRIÇÃO

Pulmicort® 0,5 mg/mL
budesonida
5 frascos com 2 mL
Estétil
AstraZeneca



Pulmicort® 0,5 mg/mL
budesonida
Suspensão para nebulização
Via inalatória

USO ADULTO E PEDIÁTRICO A PARTIR DE 3 MESES*
*vide bula

Pulmicort® 0,5 mg/mL
budesonida
Suspensão para nebulização

SAC 0800 014 5578
sac@astrazeneca.com



Cada 1 mL de PULMICORT contém 0,50 mg de budesonida.
Armazenar em temperatura ambiente (de 15°C a 30°C).
Manter na embalagem original para proteger da luz. Manter
nesta embalagem até o final do uso.
Modo de preparar: vide bula
Após aberto o envelope, os frascos devem ser usados dentro de 3
meses. Manter os frascos sempre no interior do envelope.
Após abertura de um frasco, o seu conteúdo deve ser usado dentro
de 12 horas.
Se apenas 1 mL da solução for usada, o volume restante não é
mais estétil.

CONSULTE A BULA PARA MAIS INFORMAÇÕES.
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO
ALCANCE DAS CRIANÇAS.





Registro: 1.1618.0076.006-2
PULMICORT Suspensão para Nebulização deve ser usado em
respiradores ou nebulizadores (exceto ultrassônicos) e não deve ser
usado para injeções.
Para saber mais sobre como usar o medicamento, veja as
orientações completas na bula e acesse o vídeo com o
passo-a-passo através do QR Code abaixo (também disponível em:
<https://qr.short.az/video-nebulizador>)

F
M M - Y Y Y Y
V
L
G
S
N

##

OSI
DATA/TREX

GLUED FLAP



▶▶
L V



0,25 mg/mL




110041364

Modo de preparar: vide bula
Após aberto o envelope, os frascos devem ser usados dentro de 3 meses. **MANTER OS FRASCOS SEMPRE NO INTERIOR DO ENVELOPE.**
Após abertura de um frasco, o seu conteúdo deve ser usado dentro de 12 horas.

Se apenas 1 mL da solução for usada, o volume restante não é mais estéril. Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C). Manter na embalagem original para proteger da luz. Manter nesta embalagem até o final do uso.

PULMICORT Suspensão para Nebulização deve ser usado em respiradores ou nebulizadores (exceto ultrassônicos) e não deve ser usado para injeções.



0,5 mg/mL




110041363

Modo de preparar: vide bula.
Após aberto o envelope, os frascos devem ser usados dentro de 3 meses.
MANTER OS FRASCOS SEMPRE NO INTERIOR DO ENVELOPE.
Após abertura de um frasco, o seu conteúdo deve ser usado dentro de 12 horas.

Se apenas 1 mL da solução for usada, o volume restante não é mais estéril.
Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C).
Manter na embalagem original para proteger da luz. Manter nesta embalagem até o final do uso.

PULMICORT Suspensão para Nebulização deve ser usado em respiradores ou nebulizadores (exceto ultrassônicos) e não deve ser usado para injeções.





V L
MM-YYYY ###



Pulmicort®
budesonida
(0.5 mg/mL)
08000145578
Via inal. 2 mL

