

meropeném

1000 mg

Pó para Solução Injetável
Uso Intravenoso
USO ADULTO E PEDIÁTRICO
ACIMA DE 3 MESES



Cada frasco-ampola contém 1000 mg de meropeném. Modo de preparar: vide bula. Armazenar em temperatura ambiente (de 15°C a 30°C). Proteger da luz e umidade. Não congelar. A solução para injeção intravenosa preparada com água para injeção pode ser armazenada por 3 horas em temperatura até 25°C ou 16 horas em temperatura de 2°C a 8°C. A solução para infusão intravenosa reconstituída com cloreto de sódio 0,9% pode ser armazenada por 3 horas em temperatura até 25°C ou 15 horas em temperatura de 2°C a 8°C. As soluções reconstituídas com glicose 5% devem ser utilizadas imediatamente. SAC: 0800 701 6399

BLUA - 7010000000

Área para impressão dos dados variáveis na Blau.
Dimensional:
15x25mm
Informações:
L.
V.
Datamatrix

Área para impressão dos dados variáveis na Blau.
Dimensional:
48x14mm
Informações:
L.
F.
V.
Datamatrix

<p>Composição Cada frasco-ampola contém 1000 mg de meropeném.</p> <p>Cuidados de conservação e armazenamento Armazenar em temperatura ambiente (de 15°C a 30°C). Proteger da luz e umidade. Não congelar.</p> <p>A solução para injeção intravenosa preparada com água para injetáveis pode ser armazenada por 3 horas em temperatura até 25°C ou 16 horas em temperatura de 2°C a 8°C.</p> <p>A solução para infusão intravenosa reconstituída com cloreto de sódio 0,9% pode ser armazenada por 3 horas em temperatura até 25°C ou 15 horas em temperatura de 2°C a 8°C. As soluções reconstituídas com glicose 5% devem ser utilizadas imediatamente.</p> <p>Modo de preparar: vide bula.</p> 	<p>Registrado por: Blau Farmacêutica S.A. CNPJ 58.430.828/0001-60 Rodovia Raposo Tavares, Km 30,5, n° 2833. CEP: 06705-030. Cotia, SP.</p> <p>Produzido por: Blau Farmacêutica S.A. CNPJ 58.430.828/0015-65 Avenida Pedro Ludovico, s/n - Qd 2, Lotes 06 a 09 / 50 a 52. CEP: 75124-884. Anápolis, GO. Registro: 1.1637.0187.025-7</p>  <p>0800-7016399 sac@blau.com</p>	<p>700XXXX-00</p> <p>CTAXX XXXXXXmm</p> <p>meropeném</p> <p>1000 mg</p> <p>Pó para Solução Injetável Uso Intravenoso USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 3 MESES</p> <p>Contém: 1 frasco-ampola com 1000 mg USO RESTRITO A ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE</p> <p> Medicamento Genérico</p> <p>VENDA SOB PRESCRIÇÃO</p> 	<p>CONSULTE A BULA PARA MAIS INFORMAÇÕES</p> <p>Atenção: o uso incorreto deste medicamento pode causar falha no tratamento.</p>  <p>7 896014 680276</p> <p>TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS</p>
--	---	--	--

meropeném

1000 mg

**Pó para Solução Injetável - Uso Intravenoso
USO ADULTO E PEDIÁTRICO
ACIMA DE 3 MESES**

Composição
Cada frasco-ampola contém 1000 mg de meropeném.

Cuidados de conservação e armazenamento
Armazenar em temperatura ambiente (de 15°C a 30°C).
Proteger da luz e umidade. Não congelar.
A solução para injeção intravenosa preparada com água para injetáveis pode ser armazenada por 3 horas em temperatura até 25°C ou 16 horas em temperatura de 2°C a 8°C.
A solução para infusão intravenosa reconstituída com cloreto de sódio 0,9% pode ser armazenada por 3 horas em temperatura até 25°C ou 15 horas em temperatura de 2°C a 8°C. As soluções reconstituídas com glicose 5% devem ser utilizadas imediatamente. Modo de preparar: vide bula.

Atenção: o uso incorreto deste medicamento pode causar falha no tratamento.

RTXXA - 790XXXX-00

**CONSULTE A BULA
PARA MAIS INFORMAÇÕES**

Registrado por: **Blau Farmacêutica S.A.**
CNPJ 58.430.828/0001-60
Rodovia Raposo Tavares, Km 30,5, n° 2833.
CEP: 06705-030. Cotia, SP.

Produzido por: **Blau Farmacêutica S.A.**
CNPJ 58.430.828/0015-65
Avenida Pedro Ludovico, s/n - Qd 2.
Lote 06 a 09 / 50 a 52
CEP: 75.124-884. Anápolis, GO.
Registro: 1.1637.0187.026-5

meropeném

1000 mg

Contém **10** frascos-ampola com **1000 mg**

USO RESTRITO A ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

Medicamento Genérico

VENDA SOB PRESCRIÇÃO

Pó para Solução Injetável
Uso Intravenoso
**USO ADULTO E PEDIÁTRICO
ACIMA DE 3 MESES**



7 189601 416802 83



0800-7016399
sac@blau.com



**TODO MEDICAMENTO
DEVE SER MANTIDO FORA
DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

Área para impressão dos dados variáveis na Blau.
Dimensional: 45x25mm
Informações:
L.
F.
V.
Datamatrix

meropeném

1000 mg

Pó para Solução Injetável - Uso Intravenoso
USO ADULTO E PEDIÁTRICO
ACIMA DE 3 MESES

Composição
Cada frasco-ampola contém 1000 mg de meropeném.

Cuidados de conservação e armazenamento
Armazenar em temperatura ambiente (de 15°C a 30°C).
Proteger da luz e umidade. Não congelar.
A solução para injeção intravenosa preparada com água para injetáveis pode ser armazenada por 3 horas em temperatura até 25°C ou 16 horas em temperatura de 2°C a 8°C.
A solução para infusão intravenosa reconstituída com cloreto de sódio 0,9% pode ser armazenada por 3 horas em temperatura até 25°C ou 15 horas em temperatura de 2°C a 8°C. As soluções reconstituídas com glicose 5% devem ser utilizadas imediatamente. Modo de preparar: vide bula.

Atenção: o uso incorreto deste medicamento pode causar falha no tratamento.

RTXXA - 790XXXX-00

**CONSULTE A BULA
PARA MAIS INFORMAÇÕES**

Registrado por: **Blau Farmacêutica S.A.**
CNPJ 58.430.828/0001-60
Rodovia Raposo Tavares, Km 30,5, n° 2833.
CEP: 06705-030. Cotia, SP.

Produzido por: **Blau Farmacêutica S.A.**
CNPJ 58.430.828/0015-65
Avenida Pedro Ludovico, s/n - Qd 2.
Lote 06 a 09 / 50 a 52
CEP: 75.124-884. Anápolis, GO.
Registro: 1.1637.0187.027-3

meropeném

1000 mg

Contém: **25** frascos-ampola com **1000 mg**

USO RESTRITO A ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

VENDA SOB PRESCRIÇÃO

Pó para Solução Injetável
Uso Intravenoso
USO ADULTO E PEDIÁTRICO
ACIMA DE 3 MESES



7 189601 4168029011



0800-7016399
sac@blau.com



**TUDO MEDICAMENTO
DEVE SER MANTIDO FORA
DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

Área para impressão dos dados variáveis na Blau.
Dimensional:
45x25mm
Informações:
L.
F.
V.
Datamatrix