

meropeném

500 mg

Pó para Solução Injetável
Uso Intravenoso
USO ADULTO E PEDIÁTRICO
ACIMA DE 3 MESES



Cada frasco-ampola contém 500 mg de meropeném. Modo de preparar: vide bula. Armazenar em temperatura ambiente (de 15°C a 30°C). Proteger da luz e umidade. Não congelar. A solução para injeção intravenosa preparada com água para injeções pode ser armazenada por 3 horas em temperatura até 25°C ou 16 horas em temperatura de 2°C a 8°C. A solução para infusão intravenosa reconstituída com cloreto de sódio 0,9% pode ser armazenada por 3 horas em temperatura até 25°C ou 15 horas em temperatura de 2°C a 8°C. As soluções reconstituídas com glicose 5% devem ser utilizadas imediatamente. SAC: 0800 701 6399

BLUA - 70100000000

Área para impressão dos dados variáveis na Blau.
Dimensional:
15x25mm
Informações:
L.
V.
Datamatrix

Área para impressão dos dados variáveis na Blau.
Dimensional:
48x14mm
Informações:
L.
F.
V.
Datamatrix

		700XXXX-00		CTAXX XXXXXXmm			
		Registrado por: Blau Farmacêutica S.A. CNPJ 58.430.828/0001-60 Rodovia Raposo Tavares, Km 30,5, n° 2833. CEP: 06705-030. Cotia, SP.		meropeném 500 mg Pó para Solução Injetável Uso Intravenoso USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 3 MESES		CONSULTE A BULA PARA MAIS INFORMAÇÕES Atenção: o uso incorreto deste medicamento pode causar falha no tratamento.	
Composição Cada frasco-ampola contém 500 mg de meropeném.		Produzido por: Blau Farmacêutica S.A. CNPJ 58.430.828/0015-65 Avenida Pedro Ludovico, s/n - Qd 2, Lotes 06 a 09 / 50 a 52. CEP: 75124-884. Anápolis, GO. Registro: 1.1637.0187.009-5		Contém: 1 frasco-ampola com 500 mg USO RESTRITO A ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE		 7 896014 687749	
Cuidados de conservação e armazenamento Armazenar em temperatura ambiente (de 15°C a 30°C). Proteger da luz e umidade. Não congelar. A solução para injeção intravenosa preparada com água para injetáveis pode ser armazenada por 3 horas em temperatura até 25°C ou 16 horas em temperatura de 2°C a 8°C. A solução para infusão intravenosa reconstituída com cloreto de sódio 0,9% pode ser armazenada por 3 horas em temperatura até 25°C ou 15 horas em temperatura de 2°C a 8°C. As soluções reconstituídas com glicose 5% devem ser utilizadas imediatamente. Modo de preparar: vide bula.				 Medicamento Genérico VENDA SOB PRESCRIÇÃO			
		 0800-7016399 sac@blau.com					

meropeném

500 mg

Pó para Solução Injetável - Uso Intravenoso
USO ADULTO E PEDIÁTRICO
ACIMA DE 3 MESES

Composição
Cada frasco-ampola contém 500 mg de meropeném.

Cuidados de conservação e armazenamento
Armazenar em temperatura ambiente (de 15°C a 30°C).
Proteger da luz e umidade. Não congelar.
A solução para injeção intravenosa preparada com água para injetáveis pode ser armazenada por 3 horas em temperatura até 25°C ou 16 horas em temperatura de 2°C a 8°C.
A solução para infusão intravenosa reconstituída com cloreto de sódio 0,9% pode ser armazenada por 3 horas em temperatura até 25°C ou 15 horas em temperatura de 2°C a 8°C. As soluções reconstituídas com glicose 5% devem ser utilizadas imediatamente. Modo de preparar: vide bula.

Atenção: o uso incorreto deste medicamento pode causar falha no tratamento.

RTXXXA - 790XXXX-00

CONSULTE A BULA
PARA MAIS INFORMAÇÕES

Registrado por: **Blau Farmacêutica S.A.**
CNPJ 58.430.828/0001-60
Rodovia Raposo Tavares, Km 30,5, n° 2833.
CEP: 06705-030. Cotia, SP.

Produzido por: **Blau Farmacêutica S.A.**
CNPJ 58.430.828/0015-65
Avenida Pedro Ludovico, s/n - Qd 2.
Lote 06 a 09 / 50 a 52
CEP: 75.124-884. Anápolis, GO.
Registro: 1.1637.0187.010-9

meropeném

500 mg

Contém **10** frascos-ampola com **500 mg**

USO RESTRITO A ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

Medicamento Genérico

VENDA SOB PRESCRIÇÃO

Pó para Solução Injetável
Uso Intravenoso
USO ADULTO E PEDIÁTRICO
ACIMA DE 3 MESES



7 1896014 1687763



0800-7016399
sac@blau.com



TODO MEDICAMENTO
DEVE SER MANTIDO FORA
DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Área para impressão dos dados variáveis na Blau.
Dimensional:
45x25mm
Informações:
L.
F.
V.
Datamatrix

meropeném

500 mg

**Pó para Solução Injetável - Uso Intravenoso
USO ADULTO E PEDIÁTRICO
ACIMA DE 3 MESES**

Composição

Cada frasco-ampola contém 500 mg de meropeném.
Cuidados de conservação e armazenamento
Armazenar em temperatura ambiente (de 15°C a 30°C).
Proteger da luz e umidade. Não congelar.
A solução para injeção intravenosa preparada com água para injetáveis pode ser armazenada por 3 horas em temperatura até 25°C ou 16 horas em temperatura de 2°C a 8°C.
A solução para infusão intravenosa reconstituída com cloreto de sódio 0,9% pode ser armazenada por 3 horas em temperatura até 25°C ou 15 horas em temperatura de 2°C a 8°C. As soluções reconstituídas com glicose 5% devem ser utilizadas imediatamente. Modo de preparar: vide bula.
Atenção: o uso incorreto deste medicamento pode causar falha no tratamento.

RTXXA - 790XXXX-00

CONSULTE A BULA PARA MAIS INFORMAÇÕES

Registrado por: **Blau Farmacêutica S.A.**
CNPJ 58.430.828/0001-60
Rodovia Raposo Tavares, Km 30,5, n° 2833.
CEP: 06705-030. Cotia, SP.

Produzido por: **Blau Farmacêutica S.A.**
CNPJ 58.430.828/0015-65
Avenida Pedro Ludovico, s/n - Qd 2.
Lote 06 a 09 / 50 a 52
CEP: 75.124-884. Anápolis, GO.
Registro: 1.1637.0187.011-7

Área para impressão dos dados variáveis na Blau.
Dimensional:
45x25mm
Informações:
L.
F.
V.
Datamatrix

 CORTE NA LINHA PONTILHADA

meropeném

500 mg

**Pó para Solução Injetável
Uso Intravenoso
USO ADULTO E PEDIÁTRICO
ACIMA DE 3 MESES**

Contém: **25 frascos-ampola com 500 mg**

USO RESTRITO A ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE



VENDA SOB PRESCRIÇÃO



 **0800-7016399**
sac@blau.com

 **Blau**

**TODO MEDICAMENTO
DEVE SER MANTIDO FORA
DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**