

57,5mm

57mm

58mm

57mm

12mm


28mm

109mm

28mm



927



1318713CT0125
57x58x109
PH 927

CIMED

Contém: 120 mL
+1 copo dosador

ANTIALÉRGICO

maleato de dexclorfeniramina
0,4 mg/mL
Alergomine®

BULA DIGITAL



Armazenar em temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C). Proteger da luz. CONSULTE A BULA PARA MAIS INFORMAÇÕES. Cada mL contém: 0,4 mg de maleato de dexclorfeniramina. **Indicações:** Alergomine® é destinado para alergia, prurido, rinite alérgica, urticária, picada de inseto, conjuntivite alérgica, dermatite atópica (um tipo de inflamação na pele) e eczemas alérgicos (dermatite). **Contraindicações:** este medicamento é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula ou a outros anti-histamínicos de estrutura química similar. Alergomine®, como os demais anti-histamínicos, não deve ser usado em prematuros ou recém-nascidos e em pacientes que estão fazendo uso de inibidores da monoaminoxidase (IMAOs). **Este medicamento é contraindicado para menores de 2 anos. Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas procure orientação de um profissional de saúde. TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. Contém edulcorante e álcool. Atenção: Contém álcool (etanol). Atenção: Contém sorbitol.**

Alergomine®
maleato de dexclorfeniramina
0,4 mg/mL

ANTIALÉRGICO

- Alergias
- Rinite alérgica
- Picadas de insetos
- Urticárias

SABOR FRUTAS



Solução - Uso oral
**USO ADULTO E PEDIÁTRICO
ACIMA DE 2 ANOS**

Contém:
120 mL
+1 copo dosador



7 896523 209425

Registro: 1.4381.0149.001-1
Registrado por: **CIMED INDÚSTRIA S.A.**
CNPJ: 02.814.497/0001-07
Produzido por: **CIMED INDÚSTRIA S.A.**
Indústria Brasileira - *Marca Registrada
SAC | 0800 704 46 47
cimedremedios.com.br



Alergomine®
maleato de dexclorfeniramina
0,4 mg/mL

ANTIALÉRGICO

- Alergias
- Rinite alérgica
- Picadas de insetos
- Urticárias

SABOR FRUTAS

Solução - Uso oral
**USO ADULTO E PEDIÁTRICO
ACIMA DE 2 ANOS**

Contém:
120 mL
+1 copo dosador

CORTE

VINCO

SERRILHA COLA

Lote:
Fab.:
Val.:

CIMED 1318713CT0125 - CART ALERGOMINE XAROPE 120ML CT31

Posição do CIV: Vincos 2 e 4, à 15 mm da base do CT

Cores:

- CMYK
- Pantone 254 C
- Pantone 7548 C
- Pantone 299 C (Ref)

Acabamentos:

- Reserva de verniz B.A

CIMED 3mm - 50%

Alergomine® 6mm - 100%

maleato de dexclorfeniramina 3mm - 50%

0,4 mg/mL 3mm - 50%

ANTIALÉRGICO 3mm

• Alergias 2,6mm

• Rinite alérgica 2,6mm

• Picadas de insetos 2,6mm

• Urticárias 2,6mm

Solução - Uso oral 2mm

USO ADULTO E PEDIÁTRICO 2mm

ACIMA DE 2 ANOS 2mm

Contém: 2mm

120 mL 2,2mm

+1 copo dosador 2mm

Armazenar em temperatura ambiente 1,8mm - 30%

(de 15 °C a 30 °C). Proteger da luz. 1,8mm - 30%

CONSULTE A BULA PARA MAIS 1,5mm

INFORMAÇÕES. Cada mL contém: 0,4 mg de 1mm

maleato de dexclorfeniramina. **Indicações:**

Alergomine® é destinado para alergia, prurido,

rinite alérgica, urticária, picada de inseto,

conjuntivite alérgica, dermatite atópica (um tipo

de inflamação na pele) e eczemas alérgicos

(dermatite). **Contraindicações:** este 1mm

medicamento é contraindicado em pacientes

com hipersensibilidade aos componentes da

fórmula ou a outros anti-histamínicos de

estrutura química similar. Alergomine®, como os

demais anti-histamínicos, não deve ser usado

em prematuros ou recém-nascidos e em

pacientes que estão fazendo uso de inibidores

da monoaminoxidase (IMAOs). **Este**

medicamento é contraindicado para menores

de 2 anos. Siga corretamente o modo de usar.

Não desaparecendo os sintomas procure

orientação de um profissional de saúde. TODO

MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO

ALCANCE DAS CRIANÇAS. Contém

edulcorante e álcool. Atenção: Contém álcool

(etanol). Atenção: Contém sorbitol. 1mm



Registro: 1.4381.0149.001-1 1mm

Registrado por: **CIMED INDÚSTRIA S.A.** 1mm


CNPJ: 02.814.497/0001-07 1mm


Produzido por: **CIMED INDÚSTRIA S.A.** 1mm

Indústria Brasileira - *Marca Registrada 1mm

SAC | 0800 704 46 47 2mm

cimedremedios.com.br 1mm





CIMED

1318711RT0125 - ROT ALERGOMINE XAROPE RT01

Dimensões: 80 x 40 mm

Pantone:

- Pantone 7548 C
- Pantone 299 C
- Pantone 254 C
- Pantone Black C

 Reserva de verniz

CIMED 2 mm - 50%

Alergomine® 4 mm - 100%

maleato de dexclorfeniramina 2 mm - 50%

0,4 mg/mL 2 mm - 50%

ANTIALÉRGICO 2 mm

Solução - Uso oral 2 mm

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS 2 mm

Conteúdo: **120 mL** 2 mm

Contraindicações: hipersensibilidade aos 2 mm

componentes da fórmula ou outros anti-histamínicos

de estrutura química similar. Contraindicado para 2 mm

premáturos ou recém-nascidos e pacientes em uso

de inibidores da monoaminoxidase e menores de 2 2 mm

anos. Marca Registrada 2 mm

SAC: 0800 704 46 47 2 mm