



CIMED

1319752RT1025 - ROT LORATAMED SOL OR 100ML HOSP RT01

Dimensões área de impressão: 80 x 40 mm

- Cores:
-  CMYK
 -  Pantone 7548C
 -  Pantone 2196C
 -  Reserva de Verniz









CIMED

1319754RT1025 - ROT CX LORATAMED SOL OR 100ML HOSP RT95

Dimensões: 100 x 80 mm

Cores:

-  CMYK
-  Pantone 7548 C
-  Pantone 2196 C
-  Reserva de Verniz

CIMED	3 mm ≤ 50%
LORATAMED ®	6,2 mm - 100%
loratadina 1 mg/mL	3,15 mm > 50%
Contém:	2 mm
50 frascos de 100 mL cada	3 mm
+ 50 copos dosadores	2 mm
Xarope • Uso oral • PROIBIDA A VENDA	2 mm
USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS	2 mm



8,5 mm




2 mm
2 mm
2 mm

Alívio dos sintomas: 2 mm

-  **Coceira** 2 mm
-  **Espirros** 2 mm
-  **Coriza** 2 mm
-  **Ardência nos olhos** 2 mm

ANTIALÉRGICO	2 mm
Armazenar em temperatura ambiente (de 15 °C a 30°C). Proteger da luz e umidade.	1,9 mm > 30%
Cada mL contém: 1 mg de loratadina. CONSULTE A BULA PARA MAIS INFORMAÇÕES. TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.	1,9 mm > 30%
Indicações: Loratamed® é indicado para o alívio dos sintomas associados com a rinite alérgica, como: coceira nasal, nariz escorrendo (coriza), espirros, ardor e coceira nos olhos.	1,4 mm
Registro: 1.4381.0254.0002-9	1,2 mm
Registrado por: CIMED INDÚSTRIA S.A.	1,2 mm
CNPJ: 02.814.497/0001-07	1,2 mm
Produção por: CIMED INDÚSTRIA S.A.	1,2 mm
Indústria Brasileira – Marca Registrada	1,2 mm
SAC 0800.704.46.47	2 mm
cimedremedios.com.br	1 mm




CIMED

1319757RT1 125 - ROT LORATAMED SOL OR RT01

Dimensões área de impressão: 80 x 40 mm

- Cores:
-  CMYK
 -  Pantone 2196 C
 -  Pantone 7548 C
 -  Reserva de Verniz





CIMED 1319758CT1125 - CART LORATAMED SOL OR CT31

Posição do CIV: Vincos 2 e 4, à 15 mm da base do CT

Cores:


Acabamento:

CIMED	3,35 mm - 50%
LORATAMED	6,70 mm - 100%
loratadina 1 mg/mL	3,35 mm - 50%
ANTIALÉRGICO	2,8 mm
Alívio dos sintomas:	2,5 mm
Coceira	2,5 mm
Espirros	
Coriza	2,5 mm
Ardência nos olhos	2,4 mm

Contém:	2 mm
100 mL +	3 mm
1 copo dosador	2,3 mm
Xarope	2 mm
Uso oral	2 mm
USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS	2 mm



Registro: 1.4381.0254.001-0
 Registrado por: CIMED INDÚSTRIA S.A.
 CNPJ: 02.814.497/0001-07
 Produzido por: CIMED INDÚSTRIA S.A.
 Indústria Brasileira - Marca Registrada



Armazenar em temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C).
 Proteger da luz e umidade.
 Cada mL contém: 1 mg de loratadina. CONSULTE A BULA PARA
 MAIS INFORMAÇÕES. TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO
 FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. Indicações: Loratamed® é
 indicado para o alívio dos sintomas associados com a rinite
 alérgica, como: coceira nasal,

SAC | 0800 704 46 47
 cimedremedios.com.br

Lote:
 Fab.:
 Val.: