

**Cores:**

- 2945 C
- 485 C
- verniz
- reserva de verniz





Área reservada para gravação de lote, fabricação e validade.

Área reservada para gravação de lote, fabricação e validade.



**Cores:**


  
 2945 C   485 C   verniz   reserva de verniz



**Fenocris<sup>®</sup>**  
fenobarbital  
**40 mg/mL**

CRISTÁLIA

Área reservada para gravação de Lote, Fabricação e Validade.

48 mm  
38 mm

20.0000  
F 484 FA

Composição: Cada mL contém  
fenobarbital ..... 40 mg  
veículo q.s.p. .... 1 mL  
Cada gota equivale a 1 mg de fenobarbital quando gotejado a 90°. O produto contém 40 gotas por mL.

**Atenção: Contém o corante vermelho ponceau.**  
**Atenção: Contém 22% de álcool (etanol).**  
**Contém sacarina sódica di-hidratada (edulcorante).**  
Armazenar em temperatura ambiente (de 15°C a 30°C). Proteger da luz. Após aberto, válido por 33 dias.

CONSULTE A BULA PARA MAIS INFORMAÇÕES.  
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.  
Farm. Resp.: Dr. José Carlos Módolo - CRF-SP nº 10.446  
Registro: 1.0298.0016.003-0

**Registrado e Produzido por:**  
CRISTÁLIA - Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.  
CNPJ nº 44.734.671/0001-51

**Fenocris<sup>®</sup>**  
fenobarbital  
**40 mg/mL**

Solução Gotas  
USO ORAL  
**USO PEDIÁTRICO**  
PROIBIDA A VENDA

**USO SOB PRESCRIÇÃO COM RETENÇÃO DA RECEITA  
O ABUSO DESTA MEDICAMENTO PODE CAUSAR DEPENDÊNCIA**

Contém 10 frascos de 20 mL

CRISTÁLIA

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE  
0800 7011918


7 896676 401332

Bula Digital

**Cores:**

PRETO 2945 C 277 C

verniz reserva de verniz



ampliação 200% para conferência

Área reservada para gravação de lote, fabricação e validade.

Área reservada para gravação de lote, fabricação e validade.



CRISTÁLIA  
Contém: 50 ampolas de 2 mL  
Solução Injetável  
USO ADULTO E PEDIÁTRICO  
USO INTRAVENOSO E INTRAMUSCULAR  
**Fenocris®**  
**fenobarbital sódico**  
**200 mg (100 mg/mL)**

NOVA EMBALAGEM

- 18 mm
- 8 mm

20.3943  
VI / 18  
F 051

Composição: Cada mL contém:  
fenobarbital sódico ..... 100 mg  
(equivalente a 91,35 mg de fenobarbital)  
veículo estéril q.s.p. .... 1 mL  
Informações ao profissional de saúde, indicações, contraindicações e precauções: Vide Bula  
Conservar o produto em temperatura ambiente, entre 15 e 30°C, protegido da luz.  
**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**  
Farm. Resp.: Dr. José Carlos Módolo - CRF-SP nº 10.446  
MS nº 1.0298.0016.010-2

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE  
0800 7011918

**Fenocris®**  
**fenobarbital sódico**  
**200 mg (100 mg/mL)**

USO INTRAVENOSO E INTRAMUSCULAR  
USO ADULTO E PEDIÁTRICO  
PROIBIDA VENDA AO COMÉRCIO

Registrado por:  
**CRISTÁLIA** - Prod. Quím. Farm. Ltda.  
Rodovia Itapira-Lindóia, km 14  
Itapira - SP  
CNPJ nº 44.734.671/0001-51  
Indústria Brasileira  
Fabricado por:  
**CRISTÁLIA** - Prod. Quím. Farm. Ltda.  
Av. Nossa Senhora da Assunção, 574  
Butantã - São Paulo - SP  
CNPJ nº 44.734.671/0008-28  
Indústria Brasileira

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA  
SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA



VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA  
SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA



EMBALAGEM HOSPITALAR


CRISTÁLIA

RASPE COM METAL (COBRE)

Solução Injetável  
Contém: 50 ampolas de 2 mL

CRISTÁLIA





**Reserva de Verniz**  
**17mm +/- 0,5mm**